

CALCICAPS

CALCICAPS®

Kalciumtillskott



CALCICAPS® kalciumtillskott

Förpackning med 24 boli à 150 g. Ingivare Ø 35 mm.

I samband med kalvningen kan kon drabbas av låga kalciumvärden i blodet. Detta kan ge upphov till kalvningsförlamning. Kor som vid tidigare kalvningar drabbats av låga kalciumvärden är i riskzonen att drabbas igen. Till dessa är det lämpligt att ge kalciumtillskott före kalvning.

Effekt

CalciCaps innehåller kalcium i en kombination av kalciumklorid och kalciumpropionat. Dessa bildar i våmvätskan fria kalciumpartiklar som snabbt tas upp i blodet och därmed höjer blodets kalciuminnehåll. 1 bolus tillför kon 40 gram kalcium.

Användning

CalciCaps användes i samband med kalvningen till mjölkkor som riskerar att drabbas av kalciumbrist. CalciCaps kan även användas som tillskottsfoder efter veterinärens behandling.

Bruksanvisning

- 1:a bolus ges 12-24 timmar före kalvningen
- 2:a bolus ges omedelbart efter kalvningen
- 3:e bolus ges 10-12 timmar efter kalvningen
- 4:e bolus ges 24 timmar efter kalvningen

Som tillskottsfoder efter veterinärens behandling ges:

- 1:a bolus efter 2 timmar och 2:a bolus efter 12 timmar.

Ingivning av CalciCaps

1. Sätt en CalciCaps bolus i ingivaren. Den runda änden skall peka framåt.
2. Kons huvud hålls högt och munnen öppnas med den ena handen.
3. Med den andra handen förs ingivaren försiktigt in i kons mun rakt framifrån och in över tungroten i svalget.
4. När kon gör en sväljningsrörelse, skjuts CalciCapsen in med ett passande tryck på ingivarestången.
5. Ingivaren dras ut försiktigt efter 5 sekunder.

Deklaration

Råvaruinnehåll: Kalciumklorid, dihydrat, Magnesiumoxid, Cellulosafibrer, Vegetabiliskt fett

Fodertillsatssämnen: Kalciumpropionat 50 000 mg/kg

Innehåll: Råaska 69,8 %, Råfett 3,1 %, Råprotein 0,1 %, Växtträd 6,4 %, Kvävefria extraktivämnen 15,8 %, Kalcium 27,0 %, Magnesium 0,5 %.

Förvaring: Förvaras torrt och i originalemballaget. CalciCaps bör förvaras i de slutna plastpåsarna fram till omedelbart före användningen, då de är känsliga för luftens fuktighet.

Hållbarhetstid: 3 år

Följ alltid etikettens anvisningar!